

Die Must-haves der modernen Praxis

Champions-Implants präsentiert zur IDS Must-haves zur Sofortimplantation.

Infos zum Unternehmen



■ Über welche Produkte und Verfahren sollte eine moderne Praxis verfügen? Für das Unternehmen Champions-Implants sind das

ganz klar der Smart Grinder zur Herstellung von autologem Knochenersatzmaterial aus extrahierten Zähnen, die minimalinvasive Implantationsmethode MIMI®-Flapless, Sofort-Implantation sowie das „elastische“ Zirkonimplantat (R)Evolution White. Zur Vorstellung dieser vier Must-haves lädt das Unternehmen alle Interessierten zur IDS ein.

Das Champions (R)Evolution® White-Implantat aus patentiertem, zäh-elastischem pZircono steht dabei für eine neue Generation der Keramikimplantate als langlebige, metallfreie und biokompatible Alternative zu gängigen Implantatssystemen.

Im Gegensatz zu den bisherigen Yttriumoxid-stabilisierten Keramiken besteht das (R)Evolution® White-Implantat aus mit Plättchen aus seltenen Erden angereichertem pZircono-Material. Dieses weist gegenüber den Yttriumoxid-stabilisierten Keramiken eine sehr hohe Bruchzähigkeit auf, für ein widerstandsfähiges und langlebiges Resultat.

champions  implants

Kennzeichen vieler Zirkonimplantate waren bisher vor allem ihre hydrothermale Instabilität, erhöhte Frakturgefahr, mangelnde Fähigkeit zur Osseointegration durch nicht optimal angeraute und kaum hydrophile Oberflächen sowie ihr hoher Preis. Nach intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit überwindet Champions-Implants diese Nachteile mit dem (R)Evolution® White-Implantat. Aufgrund der erhöhten Elastizität hält das Implantat einer starken Wechselbelastung stand und ermöglicht damit eine verbesserte Osseointegration - das Ganze zu einem marktgerechten Preis. Da das (R)Evolution® White-Implantat in seinem Aufbau dem bewährten Champions (R)Evolution® Titanimplantat entspricht, kann der Anwender auch weiterhin das umfassende (R)Evolution®-Zubehör in der täglichen Praxis nutzen. ◀



Champions-Implants GmbH

Tel.: +49 6734 914 080

www.championsimplants.com

IDS-Stand: 4.1, B071