

Champions-Implants

## Keramikimplantat ist jetzt verfügbar

Mit den Keramikimplantaten BioWin! (einteilig und zweiteilig) setzt Champions-Implants neue Maßstäbe. So ist das zweiteilige Implantat komplett metallfrei, d.h. es gibt keine Verbindungsschraube zwischen dem Implantatkörper und dem Abutment. Da das Glasfaserabutment geklebt wird, entfällt der Spalt, der bei zweiteiligen Implantatsystemen oft bakteriell belastet ist und ein Herd für paropathogene Keime bildet.

Die Rauigkeit der Oberfläche wird nach einem einzigartigen, patentierten Verfahren erzeugt und führt zu einer schnelleren Osseointegration. Wissenschaftliche Studien (u. a. Prof. Becker, Universität Düsseldorf) belegen eine 95,8-prozentige Osseointegration.

Die Implantate sind in den Längen 9, 11 und 13 mm und den Durchmessern von 4,1; 4,5 und 5 mm verfügbar. Darüber hinaus steht den Anwendern eine leicht bedienbare Software kostenlos zur Verfügung. Sie bietet die Möglichkeit, individuelle Implantate mit individuellem Emergenzprofil herzustellen.

BioWin!-Implantate können sowohl minimalinvasiv als auch klassisch full-flap inseriert werden.

Champions-Implants  
[Infos zum Unternehmen]



Champions-Implants GmbH  
Tel.: 06734 914080  
[www.championsimplants.com](http://www.championsimplants.com)

