

## AUTOLOGES KEM: BIOAKTIVES MATERIAL BEI HOHER COMPLIANCE

In der Zahnmedizin werden vielfältige Knochenersatzmaterialien eingesetzt, der Goldstandard ist autologes KEM, gewonnen aus dem extrahierten Zahn des Patienten. Dies bietet sich an, da Zahn- und Knochenmaterial praktisch identisch sind. Der Vorgang selbst ist sehr einfach: Der extrahierte Zahn wird mit Winkelstück



und Diamant gereinigt, Füllungen und Endo-Materialien müssen dabei entfernt werden. Anschließend wird der Zahn im Smart Grinder-Gerät partikuliert, mit dem speziellen „Cleanser“ von Bakterien, Pilzen und Viren gereinigt. Der gesamte – chair-side durchgeführte – Vorgang dauert lediglich zwölf Minuten. Der große Vorteil dieses Verfahrens ist, dass nicht mehr „totes“, amorphes Material implantiert wird, sondern bioaktives. Die Patienten-Compliance ist ausgezeichnet und der Gesamtpreis für den Patienten akzeptabel: Etwa 150 Euro fallen für die Aufbereitung an. Das Gerät selbst wird über Champions-Implants vertrieben.

### Champions Implants

Champions Platz 1, 55237 Flonheim

Tel.: 06734 914 080, Fax: 06734 105 3

info@championsimplants.com, www.championsimplants.com